

GA Pfu

DNA Polymerase

货号 Cat	产品名称	规格
PC200	GA Pfu	250U
PC201	DNA Polymerase	1000U
PC202		3000U
PC203	5×Pfu Buffer I (Mg ²⁺ plus) *	1ml
PC204	5×Pfu Buffer II (Mg ²⁺ plus)	1ml

*5×Pfu Buffer II 含有PCR增强剂,可以同时做PCR, 择优使用;又可分为含Mg2+和不含Mg2+两种,用户可 自选。不特别要求通常提供含Mg2+的。

浓度: 1.25U/µl

产品说明:

贮存: -20℃保存, 稳定期 2 年

使用方法:(50 u 1 体系)

ddH2O	? µl
5× Pfu Buffer	10 μl
dNTP Mixture(各10 mM)	1 μl
Template DNA (λDNA)	2.5 ng (? μl)
Primer 1 (10 μM)	1 μl
Primer 2 $(10 \mu\text{M})$	1 μl
GA Pfu $(1.25U/\mu l)$	2μ1
	up to 50 μl

PCR 设置(供参考):

94℃	3'	
94℃	30″	
55℃	30″	➤ x30 cycles
72 ℃	1000 nt /60"	
72 ℃	7'	

仅用于科学研究

Pfu DNA Polymerase是一种从Pyrococcus furiosus 中分离得到的热稳定性酶,分子量大约为90kD。该酶兼具有5'-3'方向发生聚合反应和3'-5'外切酶(校正)活性,可将错配的碱基切除。因而Pfu DNA聚合酶用于高保真的PCR反应和引物的延伸反应。Pfu DNA聚合酶产生的PCR产物为平端。

活性定义:

用活性化的大马哈鱼精子 DNA 作为模板/引物,在74℃,30 分钟内,摄入 10 nmol 的全核苷酸为酸性不溶物的活性定义为 1 个活性单位(U)。

纯度检验:

SDS-PAGE 检验纯度大于99% :50 U的本酶和 1.8 μg 的 pUCm-T 质粒 DNA 在 74℃下反应 1 小时,DNA 的电泳谱带不发生变化,说明无核酸酶活性。

For Research Use Only

产品性能:

- 1. 高保真: 在所有热稳定性聚合酶中, Pfu DNA聚合酶的错误几率最低。
- 2. 热稳定性检测: 94°C时,每微升5单位Pfu Taq DNA 聚合酶在缓冲液中的半衰期长于1时。
- 3. 长期储存可以, -20°C, 也可以-70°C。因含有酶 稳定剂, 反复多次冻融, 对酶活性几无影响。
- 4. 以λDNA为模板,可以很好地扩增8kbp的DNA片段。
- 5. 长片断的扩增,与模板的结构和设计的引物有很大关系。如本品扩增长片段不理想,请采用本公司的 long Taq Polymerase